

Экспертное заключение

Лот №1 – Видеоларингоскоп

Представлена одна заявка потенциального поставщика ТОО «Kaz-Pharm(Каз Фарм)».

Производитель: Китай.

РК-МИ(МТ)-№023109. Действие до: Бессрочно.

По техническим параметрам *соответствует* заявленной технической спецификации.

Лот №2 – Гинекологическое кресло

По лоту №2 представлены две заявки потенциальных поставщиков:

1. ТОО «KazMedTech Company»;
2. ТОО «VICTRIX».

При определении соответствия технических характеристик оборудования, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации сводного списка медицинской техники, сделаны следующие выводы:

1. ТОО «KazMedTech Company» Гинекологическое кресло AP4010 в комплекте.

Производитель – Италия.

РК-МИ(МТ)-0№025376 от 05.10.2022 г. Действие до: Бессрочно.

При определении соответствия технических характеристик оборудования, предлагаемых потенциальным поставщиком, требованиям технической спецификации сводного списка медицинской техники, сделаны следующие выводы:

- Изменение углов наклона спинной и тазовой секций осуществляется с помощью пневматических пружин – нет информации о данной возможности.
- По обеим сторонам кресла расположены боковые рельсы для установки аксессуаров – отсутствуют согласно представленной технической спецификации.
- С внутренней части спинной секции располагается рулон гигиенических простыней – отсутствуют согласно представленной технической спецификации.
- Кресло может быть оснащено держателем кольпоскопа (опция) – добавление данной опции невозможно согласно представленной технической спецификации.
- В стандартной версии основание кресла оборудовано ножками – кресло, представленное в технической спецификации оборудовано колесами.
- Регулировка высоты ложа кресла осуществляется с помощью сервомотора, расположенного в основании кресла. Для того чтобы поднять или опустить ложе кресла нажмите на правую или левую педаль ножной панели управления соответственно.

Изменение продольного угла наклона кресла осуществляется вручную при помощи пневматической пружины, расположенной в основании тазовой секции. Для того чтобы перевести кресло в положение Тренделенбург / анти-Тренделенбург возьмитесь обеими руками за спинную секцию сзади и нажмите на рычаг пальцами правой руки. Установите ложе кресла в необходимое положение. При отпускании рычага произойдет автоматическая фиксация ложа в необходимой позиции.

Изменение угла наклона спинной секции осуществляется вручную при помощи пневматической пружины. Разблокирование пневматической пружины осуществляется при помощи рычага, расположенного на внутренней части спинной секции по всей ее ширине.

Изменение положения опор для стоп осуществляется благодаря храповому механизму, блокирующемуся при помощи воротка – принцип управления креслом, представленный в данной технической спецификации, отличается от заявленного.

- Технология обработки пластика и лакированных элементов должна быть с добавлением ионов серебра для предотвращения развития бактерии. Должна быть бесшовная обивка (минимум пять цветов на выбор), изготовленная из водонепроницаемого материала с добавками, обладающими бактерицидным и фунгицидным действием для ограничения распространения бактерии MRSA и E.coli - отсутствует информация о обработке пластика материалом, предотвращающим развитие бактерий.

- Тренделенбург не менее 0 - 18° - отсутствуют информация согласно представленной технической спецификации.
- Анти-Тренделенбург не более 0-14° - отсутствуют информация согласно представленной технической спецификации.
- Длина в горизонтальном положении с ножной секцией не более 1745 мм – не соответствует длине согласно представленной технической спецификации.
- Длина в горизонтальном положении без ножной секции не менее 1285 мм – не соответствует длине согласно представленной технической спецификации.

Аппарат по техническим параметрам *не соответствует* заявленной технической спецификации.


2. ТОО «VICTRIX» Кресло гинекологическое FG-07 с принадлежностями.
Производитель – Польша.

РК-МИ(МТ)-0№025495 от 02.11.2022 г. Действие до: Бессрочно.

При определении соответствия технических характеристик оборудования, предлагаемых потенциальным поставщиком, требованиям технической спецификации сводного списка медицинской техники, сделаны следующие выводы:


По техническим параметрам *соответствует* заявленной технической спецификации.

Руководитель ПЦ2 _____



Нуркеева Ж.С.

Руководитель хирургической службы _____



Цхай Б.В.